

Espuma con jabón de un solo uso para una correcta limpieza e higiene de la piel



Las esponjas begobaño® están recomendadas para la higiene diaria. Elimina suavemente la suciedad con agradable efecto masaje.

Unidades paquete	Descripción	Contenido por caja	Unidades por caja	Tamaño de la esponja	Peso de la esponja
1	Espuma de poliuretano densidad 15 kg/m <sup>3</sup>	12 bolsones de 100 unidades	1.200 esponjas	7,5 x 13 cm ± 5% Grosor: 2,45 cm	3,5 – 4,3 g

#### INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Medidas de la caja: 720 x 585 x 840 mm  
Peso de la caja: 7 kg ± 10 %  
Palet con 5 cajas  
Dimensiones del palet: 120 x 80 x 245 cm  
Trailer con 33 palets ó 216 cajas a granel

#### CÓDIGOS DE BARRAS:

GTIN 13: 8426696000063  
GTIN 14: 18426696000060

#### ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Caducidad: 36 meses. Una vez abierto utilizar antes de 12 meses

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Las esponjas están hechas de poliuretano que constituye un soporte eficaz, suave y duradero.

#### GEL: DESCRIPCIÓN, COMPONENTES Y FUNCIÓN

El gel con el que se impregnan las esponjas es dermatológico e hipoalergénico con un pH 5,5 ± 0,3 de color verde azulado apto para la higiene íntima.



Especialmente indicada para uso sanitario y asistencial

INGREDIENTS	FUNCIÓN
Aqua	Disolvente
Sodium Laureth Sulfate	Limpiador, emulsificante, espumante, tensioactivo
Cocamide DEA	Emulsificante, estabilizador e intensificador de espuma, tensioactivo, modificador reológico
Disodium Cocoamphodiacetate	Limpiador, intensificador de espuma, hidrótopo, acondicionador de pelo y piel, tensioactivo
Citric Acid	Tamponante, complejante, enmascarante
Parfum	Enmascarante
Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Amara Flower Extract	Conservante
CI 42090, CI 47005, CI 61570	Colorantes
Sodium Chloride	Excipiente de colorante
Sodium Sulfate	Excipiente de colorante
Sodium Hydroxide	Tamponante
Benzophenone-4	Filtro UV

**CALIDAD MICROBIOLÓGICA**

Límite (Bacterias aerobias, mohos, levaduras) cm<sup>2</sup> de producto < 100 UFC / cm<sup>2</sup>

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans Ausencia



## INFORMACIÓN

El producto cumple con los requisitos del Reglamento (CE) número 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre productos cosméticos.

La compatibilidad cutánea ha sido probada bajo control dermatológico e hipoalergénico.

No ha sido probado en animales.

La fabricación sigue los estándares internacionales de la norma UNE-EN ISO 22716:2007: Buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos.

La empresa está certificada en los siguientes estándares: UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015.

## PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite el contacto con los ojos.
- Uso externo.



1. Humedecer ligeramente la esponja hasta obtener espuma.



2. Aplicar sobre la piel frotando con suavidad.



3. Eliminar la espuma



4. Desechar la esponja.

## RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

- Recomendamos que el auxiliar use guantes protectores y recipientes debidamente esterilizados.
- Secar la piel con un paño de secado o una toalla.
- Para pacientes con problemas de movilidad o encamados, se puede usar el paño de secado ligeramente humedecido para retirar la espuma de la piel.
- Para mayor confortabilidad del paciente utilice agua templada y/o caliente la esponja (fuera de su envase) en un microondas un máximo de 30 segundos a 700 w. (Compruebe la temperatura de la esponja antes de su uso).



## USOS:



Hospitalario



Farmacéutico



Hogar

## RECOMENDADA PARA:



Higiene general



Personas mayores



Niños



Viajes



Deportes y tiempo libre

## PROPIEDADES:



Testado dermatológicamente



Limpia la piel



Un solo uso.  
Evita la acumulación de hongos y bacterias en la esponja